

Milí zákazníci,

speciálními říjnovými Analytickými novinkami potěšíme především uživatele ICP-OES a ICP-MS spektrometrů. Tímto číslem spouštíme **SLEVOU AKCI** na veškerý sortiment produktů Glass Expansion.

Firma **Glass Expansion** vyrábí široký sortiment **spotřebního materiálu** pro ICP-OES a ICP-MS spektrometry většiny výrobců – [Agilent](#), [Thermo](#), [PerkinElmer](#), [Shimadzu](#), [Spectro](#), [Analytik Jena](#) a další. Glass Expansion je největším světovým výrobcem **ZMLŽOVAČŮ**, **MLŽNÝCH KOMOR**, **PLAZMOVÝCH HLAVIC** a nyní také **KÓNUSŮ** pro ICP-MS spektrometry.

SLEVA na Glass Expansion



**Na ceny kónusů jsme po celý letošní rok již uplatnili mimořádnou slevu 10 %, ve spojení s touto slevovou akcí tedy získáváte na kónusy celkovou slevu 20 %.*

SLEVOVÁ AKCE na produkty Glass Expansion

je platná od 20. října do 22. prosince 2023.

V tomto období Vám při objednávce do 20 000 Kč

uplatníme **10% slevu**,

při objednávce veškerého sortimentu s výjimkou

kónusů* nad 20 000 Kč obdržíte **slevu 12 %**.

Výrobky Glass Expansion používá naprostá většina výrobců spektrometrů. Výrobky této firmy jsou známy svou mimořádnou kvalitou zpracování a použitých materiálů (například křemenné keramiky pro plazmové hlavice nebo unikátní precizností zpracování zmlžovačů). Víte, že například ICP-MS kónusy Glass Expansion pro spektrometry Agilent mají již více než 2 roky největší podíl na evropském trhu? Věděli jste, že většina výrobců dodává ke svým ICP-OES spektrometrům často jen základní (nejlevnější) typy zmlžovačů, k dispozici jsou ale například zmlžovače s **vyšší toleranci oproti rozpuštěným solím** nebo s **lepšími detekčními limity**? V případě **plazmových hlavic** pak například existují alternativy, které umožňují **samostatnou výměnu vnější a injektorové trubice** (které se v případě některých vzorků rychleji opotřebovávají). Je tak možné **uspořit významné provozní náklady**.

CHCI POPTAT GLASS EXPANSION

Slevová akce se vztahuje nejen na spotřební materiál ale na také všechny produkty GE



Chcete získat nabídku – jednoduše klikněte níže na značku spektrometru a dostanete se do našeho poptávkového systému **SparSpec**, vyberte model spektrometru a co potřebujete. Vložte produkty do košíku a odešlete poptávku. Zašleme Vám cenově nejvýhodnější nabídku s uplatněním slevy.

Agilent

Thermo

PerkinElmer

Shimadzu

Spectro

Analytik Jena

Teledyne Leeman

Horiba (Jobin Yvone)

GBC

AAS

VÍCE >

ICP

VÍCE >

XRF

VÍCE >

UV-VIS

FLUO

VÍCE >

HPLC

VÍCE >

SPM

RAMAN

VÍCE >

SPARSPEC

SPARES FOR SPECTROSCOPY

Vše na jednom místě

Náhradní díly a spotřební
materiál pro spektroskopii a SPM

Pro nezávaznou **cenovou nabídku** využijte **SparSpec**, případně nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu: sale@rmi.cz