


**NOVINKA**

## ConeGuard

Dovolujeme si vám představit produkt **ConeGuard** firmy Glass Expansion. Jedná se o efektivní ochranu závitů vašich kónusů během čistícího procesu (používá se u kónusů, které používají závity). K čištění se velmi často používají zředěné kyseliny, během čištění tak dochází k postupné korozi závitů, což má za následek změnu parametrů závitů, kónusy pak nemusí dobře těsnit, případně může docházet také k postupnému poškození závitů uvnitř vašeho přístroje. **ConeGuard** tak zajišťuje prodloužení životnosti vašich kónusů a především o zvyšuje ochranu vašeho přístroje. Firma Glass Expansion nabízí v současné době nejširší sortiment kónusů pro všechny typy ICP-MS spektrometrů.

Použití **ConeGuard** (s příkladem pro kónus k přístroji Agilent 7500):



### Seznam možných ConeGuard pro vaše typy kónusů:


#### **Agilent 7500 & 4500**

Kat. č. ConeGuard Thread Protector	Kat. č. kónusu	Kat. č. kónusu (Agilent)	Popis ConeGuard Thread Protector
<b>70-803-1000</b> 	AT1001-Ni	G1820-65238	Nickel Sampler Cone for Agilent 4500/7500
	AT1001T-Ni	G1820-65480	Nickel Sampler Cone for Agilent 7500 - T-Mode
	AT1006-Pt	G1820-25239	Platinum Sampler Cone for Agilent 4500/7500
<b>70-803-1002</b> 	AT1002-Ni	G1820-65050	Nickel Skimmer Cone for 4500/7500a
	AT1002T-Ni	G1820-65481	Nickel Skimmer Cone for Agilent 7500 - T-Mode
	AT1008-Pt	G1820-65237	Platinum Skimmer Cone for Agilent 4500/7500
<b>70-803-1004</b> 	AT1002C-Ni	G1833-65497	Nickel Skimmer Cone - 7500c
	AT1002CE-Ni	G3270-65024	Nickel Skimmer Cone - 7500ce
	AT1008C-Pt	G1833-65092	Platinum Skimmer Cone - 7500c
	AT1008CS-Pt	G1833-65132	Platinum Skimmer Cone, Copper Base - 7500cs, 7500ce
	AT1008CS-Pt/Ni	G3270-60106	Platinum Skimmer Cone, Nickel Base - 7500cs



### Agilent 7700

Kat. č. ConeGuard Thread Protector	Kat. č. kónusu	Kat. č. kónusu (Agilent)	Popis ConeGuard Thread Protector
 <b>70-803-1004</b>	AT7702S-Ni	G3280-67066	Nickel Skimmer Cone for Agilent 7700s
	AT7702S-Cu	G3280-67067	Copper Skimmer Cone for Agilent 7700s
	AT7708S-Pt	G3280-67064	Platinum Skimmer Cone for Agilent 7700s
	AT7708S-Pt/Ni	G3280-67065	Platinum Skimmer Cone with Nickel Base for Agilent 7700s
 <b>70-803-1008</b>	AT7702X-Ni	G3280-67041	Nickel Skimmer Cone for Agilent 7700x
	AT7708X-Pt	G3280-67060	Platinum Skimmer Cone for Agilent 7700x
	AT7708X-Pt/Ni	G3280-67063	Platinum Skimmer Cone with Nickel Base for Agilent 7700x


### PerkinElmer Elan

Kat. č. ConeGuard Thread Protector	Kat. č. kónusu	Kat. č. kónusu (PerkinElmer)	Popis ConeGuard Thread Protector
 <b>70-803-1022</b>	PE2012-Ni	WE021137	Nickel Skimmer Cone for Elan
	PE2012-Al	-	Aluminum Skimmer Cone for Elan
	PE2014-Pt	WE027803	Platinum Skimmer Cone for Elan

### PerkinElmer NexION

Kat. č. ConeGuard Thread Protector	Kat. č. kónusu	Kat. č. kónusu (PerkinElmer)	Popis ConeGuard Thread Protector
 <b>70-803-1024</b>	PE3011-Ni	W1033612	Nickel Sampler Cone for NexION
	PE3013-Pt	W1033614	Platinum Sampler Cone for NexION
 <b>70-803-1026</b>	PE3012-Ni	W1026356	Nickel Skimmer Cone for NexION
	PE3014-Pt	W1026907	Platinum Skimmer Cone for NexION

### Thermo iCAP Q, X Series & PlasmaQuad

Kat. č. ConeGuard Thread Protector	Kat. č. kónusu	Kat. č. kónusu (Thermo)	Popis ConeGuard Thread Protector
 <b>70-803-1028</b>	TG1004-Ni	3200860	Nickel Micro-Skimmer
	TG1004-Al	-	Aluminum Micro-Skimmer
	TG1008-Pt	3201101	Platinum Micro-Skimmer
	TG1034-Ni	1311870	Nickel Skimmer Cone for iCAP Q
	TG1038-Pt	1324540	Platinum Skimmer Cone for iCAP Q